

ユーザーレビュー



B.Braun Vet Care Clipper

ビー・ブラウン エースクラップ
おすすめクリッパー COLLECTION
トリマー様から使用レビューをいただきました!



Isis



Vega



伊佐 美登里 氏

渡辺 和明 氏

KAZUAKI WATANABE



渡辺 和明 氏

ストレスのないクリッピング能力は一度体験すると感動を覚えます。怪我などをさせにくい構造で、長持ちをする造りでもあり、犬にも人にも負担の少ない逸品です。

Profile

東京品川でGrooming space simpleを経営し、自ら日本一優しい犬の美容師として営業中。犬に負担のないグルーミングを、最新のトレーニング理論や技術を用いて実践し、犬と人が楽しくできるグルーミングを追及。また、愛護センターでのボランティアトリミング、略してボラトリをSNSにて発信し続ける。セミナーも全国で展開し、JBVP(日本臨床獣医学フォーラム)でトリマーとして初の講師を務める。ホリスティックケアカウンセラー養成講座・グルーミング担当等も務め、動物病院の美容のコンサルタントも行っている。

MIDORI ISA

Isis(アイシス)は軽量、静音かつ小回りが利き、小さい子の足の裏・デリケートな耳の周り等、切れ味が良いので皮膚を傷めずサクサク余分な毛の処理がおこなえます。ダイヤルで刈り高さを調節できるVega(ベガ)は、クリッパーをハサミの代用として使う「エアークリッピング」の技法には欠かせない一台となっています。通常のクリッピング時にも、握りやすい小型のボディであるにもかかわらず、しっかりと毛の一本一本を逃すことなく確実に切断してくれ、威力を存分に発揮します。アイシス、ベガ共にオペでの剃毛処置にも使い勝手が良く、獣医師とトリマーが共有できるので病院さんにはおすすめです。

Profile

埼玉県所沢市 フェリス動物病院 トリマー兼看護師。2017年第一回ハッピーグルーミングコンテスト「クイックグルーム部門 オープンクラス」(制限時間40分経験、3年以上)で、ハサミを使用せずクリッパーのみで仕上げ優勝。現在は「エアークリッピング」の技法を含めたクリッピング理論のセミナーを全国各地でおこなっています。



伊佐 美登里 氏



トリミング大会ではVegaを使用されていました

小動物用バリカン

■小動物用バリカン

103年の歴史を誇る欧州最大メーカーのクリッパーが日本に上陸しました。

家畜産業が盛んな欧州では羊毛刈りや畜産豚の手入れ、さらには乗馬の剃毛にと大きな需要があり、エースクラップ社製クリッパーは、欧州最大規模の生産量・製品ラインナップを誇っています。そこでこれらの大型動物の剃毛の技術・経験を生かした小動物向けの製品が発売されました。

エースクラップ社製クリッパーは共通して強靱なモーター部とドイツが誇る鋭敏なカッター性能を有しており、熱を持ちにくく、長持ちして切れ味の劣化が少ないプロ仕様となっています。

Vega(ベガ)

1枚の固定刃で、3段階に刈高を変えることができる！
さらに専用アタッチメントコームが5種類付属！

品番	品名	申込番号
GT410K	Vega 小型充電式クリッパー	vb01701
GT606	交換ブレード	vb01702

- サイズ: 170×46×46mm ● 重量: 約250g
- 剃毛長: 0.5/1.5/2.5mm 3段切替 ● 剃毛幅: 40mm
- 充電時間: 60分、連続使用: 約100分
- 付属品: 充電スタンド、清掃ブラシ、潤滑油、アタッチメントコーム [4・8・12・16・20mm]



Isis(アイシス)

術前の剃毛、足裏などに最適なサイズ！
猫の毛、柔らかい毛もストレスなく刈れる！
切れ味が長持ち！ 振動が少ない！

品番	品名	申込番号
GT420K	Isis 小型充電式クリッパー	vb01703
GT608	交換ブレード	vb01704

- サイズ: 140×30×35mm ● 重量: 約120g
- 剃毛長: 0.5mm ● 剃毛幅: 24mm
- 充電時間: 60分、連続使用: 約40分
- 付属品: 充電スタンド、清掃ブラシ、潤滑油、アタッチメントコーム



トリマーさん
にも好評です！

Libra(リブラ)

交換刃を使用できるエントリークラスのモデルで用途に合わせて20種類近いエースクラップ社専用の favorita Bradeを使用できます。振動や発熱が最小限に抑えられたプロ仕様の製品です。

品番	品名	申込番号
GT216J	Libra 小型充電式クリッパー	vb01705

- サイズ: 200×50×46mm ● 重量: 約475g
- 充電時間: 60分、連続使用: 約50分
- 付属品: 充電スタンド、充電バッテリー2個、潤滑油



交換用クリッパーブレード

GT703 ■ 申込番号: vb01706 ■ size: 0.1mm	GT730 ■ 申込番号: vb01707 ■ size: 0.5mm	GT712 ■ 申込番号: vb01708 ■ size: 1mm
GT715 ■ 申込番号: vb01709 ■ size: 2mm	GT754 ■ 申込番号: vb01710 ■ size: 3mm	GT758 ■ 申込番号: vb01711 ■ size: 5mm