

# 脳ベラ／マイクロ剪刀 (スプリングタイプ)

## シリコンコーティング脳ベラ

- 屈曲性金属を柔らかく弾力性のあるシリコン素材でコーティング。
- 適度な屈曲性金属素材を芯に用いる事で、必要な圧排が脳ベラ先端まで可能。
- 柔らかく弾力性のあるシリコン素材を、脳接触部分に用いる事で、必要最小限の圧排が可能。
- 従来の金属素材の脳ベラのエッジ部分に集中していた脳圧排圧を、弾性シリコン素材によって分散可能。
- 生体適合性に優れたシリコン素材使用。



FF456B	脳ベラ Noirコーティング Sサイズ	幅8mm/4mm	200mm	vb00323
FF457B	脳ベラ Noirコーティング Mサイズ	幅13mm/6mm	200mm	vb00324
FF458B	脳ベラ Noirコーティング Lサイズ	幅17mm/9mm	200mm	vb00325
FF459B	脳ベラ Noirコーティング LLサイズ	幅21mm/11mm	200mm	vb00326



(スプリングタイプ)

**OC500R**

白内障剪刀

ヴァンナス

側弯

85mm

vb00327

# マイクロ剪刀 - フラットハンドル型



**FM453R**

マイクロ剪刀  
60°  
ファイン  
玉付  
フラットハンドル  
165mm

**vb00328**



**FM454R**

マイクロ剪刀  
90°  
ファイン  
玉付  
フラットハンドル  
165mm

**vb00329**



**FM455R**

マイクロ剪刀  
125°  
ファイン  
玉付  
フラットハンドル  
165mm

**vb00330**



**FM472R**

マイクロ剪刀  
60°  
ファイン  
フラットハンドル  
165mm

**vb00331**



**FM473R**

マイクロ剪刀  
90°  
ファイン  
フラットハンドル  
165mm

**vb00332**





**FM474R**

マイクロ剪刀  
125°  
ファイン  
フラットハンドル  
165mm

**vb00333**



# マイクロ剪刀-バイオネット型 (軽量タイプ)



**FD105R**  
マイクロ剪刀  
バイオネット型  
直  
190mm  
**vb00348**



**FD106R**  
マイクロ剪刀  
バイオネット型  
曲  
190mm  
**vb00349**



**FD107R**  
マイクロ剪刀  
バイオネット型  
直  
ファイン  
190mm  
**vb00350**



**FD108R**  
マイクロ剪刀  
バイオネット型  
曲  
ファイン  
190mm  
**vb00351**

# マイクロ剪刀-バイオネット型

