

グルーミングシザー／トリミングナイフ

■ グルーミングシザー

実績あるビー・ブラウンエースクラップ社の鋼製小物の技術を用い生まれた「グルーミングシザー」。

ドイツの技術と日本の高品質なステンレスを使用し、耐久性と切れ味を兼ね備え、操作性も大変スムーズで疲れにくく、人間工学に基づいたデザインです。

品番	内容	申込番号
VH015C	3本セット	vb01712
VH016C	ストレート	vb01713
VH017C	カーブ	vb01714
VH018C	スキバサミ	vb01715



**VH016C:
STRAIGHT SCISSOR**

ストレートシザーは、細い髪の品種に適しています。

ストレート 全 長：約 19cm
刃 渡り：約 9cm
重 量：約 65g



**VH017C :
CURVED SCISSOR**

ブレードの曲率は30°です。この曲がったはさみは、丸みを帯びた部分に適しています。

カーブ 全 長：約 20cm
刃 渡り：約 10.5cm
重 量：約 70g



**VH018C :
THINNING SCISSOR**

凹凸に沿った自然な流れ、また全体の仕上げに適しています。

スキバサミ 全 長：約 17cm
刃 渡り：約 7cm
重 量：約 60g

■ トリミングナイフ

確かな実績 プロが認めるビー・ブラウンエースクラップ社のトリミングナイフ

品番	内容			申込番号
VH320R		ショートブレード ファインティース 全長 160mm	耳から移動して頭、頬部分、首、そして尾の細かい作業に適している。	vb01716
VH321R		エクストラファインティース 全長 195mm	スパニエル、セッターに適している。	vb01717
VH325R		イングリッシュパターン 全長 180mm	普通か少量の下毛を持つ犬種に適している。	vb01718
VH326R		エクストラファインティース 全長 180mm	仕上げ作業、上毛の個々の直立した毛の手入れをするのに適している。	vb01719
VH327R		ファインティース 全長 190mm	とても正確に非常に短く整える必要がある毛、普通～密着した下毛部分の手入れに適している。	vb01720
VH328R		ミディアムティース 全長 190mm	密集した毛、またより厚い下毛に適している。	vb01721
VH329R		ワイドティース 全長 190mm	下毛要素によるきめの粗くて重い上毛に適している。	vb01722
VH333R		マクレーン ファインティース 全長 145mm	濃い下毛を持つダブルコートタイプの毛を持つ犬は抜け毛を取り除くのに適している。	vb01723
VH334R		マクレーン ワイドティース 全長 145mm	ウェーブやカールがかかっていない、また普通か少量の下毛の犬に適している。	vb01724